

## Rubber Roller



試料の付着力、粘着力を評価することができます。

ゴムローラーを規定の速度で回転させ、試料と試験板を圧着することができます。  
時間・距離・回数などによって付着力や粘着力を測定します。

※下記以外の寸法・重量も製作します。

製品名	ロール巾	ロール重量	ゴム硬度	寸法	重量
ゴムローラー	45mm	2kg	80Hs	65W×240L×115H (mm)	約2.5kg

### ■構成

- 本体・・・・・・・・・・1台
- 収納木箱・・・・・・・・1個

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。